


Как правильно выбрать насос производства компании KNF?



Как правильно выбрать насос производства компании KNF?

Какое применение?

**Фильтрация
Аспирация**
„низкий вакуум“


N810FT.18
10,0 л/мин
→100 мбар абс.←

N820FT.18
20,0 л/мин
→100 мбар абс.←

N840FT.18
34,0 л/мин
→100 мбар абс.←

N840.1.2FT.18
60,0 л/мин
→90 мбар абс.←

Дистилляция, ротационные испарители, концентраторы
„высокий вакуум“



В ТОМ ЧИСЛЕ В СОСТАВЕ СИСТЕМ ВКЛЮЧАЮЩИХ:

- 2 сепаратора
- 1 конденсатор
1 сепаратор
- 1 конденсатор
1 сепаратор
- 1 конденсатор
1 сепаратор
- 1 конденсатор
1 сепаратор
- 1 регулятор с цифр. вакуумметром
- 1 контроллер с блоком управления
- 1 конденсатор
1 сепаратор
- 2 контроллера с блоком управления

- | | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
| SR 810 | SH 810 | SEM 810 | SC 810 | SCC 810 |
| SR 820 | SH 820 | SEM 820 | SC 820 | SCC 820 |
| SR 840 | SH 840 | SEM 840 | SC 840 | SCC 840 |
| SR 842 | SH 842 | SEM 842 | SC 842 | SCC 842 |
| SR 860.40 | SH 860.40 | SEM 860.40 | SC 860.40 | SCC 842 |



**Вакуумная сушка
Откачка паров**

N820.3FT.40.18
20,0 л/мин
10 мбар абс.

N840.3FT.40.18
34,0 л/мин
10 мбар абс.

N842.3FT.40.18
34,0 л/мин
4 мбар абс.

N860.3FT.40.18
60,0 л/мин
4 мбар абс.



**Регулировка частоты вращения вала
и дистанц. управление**



Контакты:
Группа компаний
«ГалаХим»

www.galachem.ru
+7 (495) 984-42-44
galachem@galachem.ru