

MACHEREY-NAGEL

30 лет колонкам CHROMABOND®

Высокое качество
и лучшие цены!



Концентрирование и очистка

- Колонки для твердофазной экстракции
- Надежная технология
- Инновационные полимерные



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com




Хроматография

30 лет технологии CHROMABOND®

Преимущества

- Надежные силикагелевые
- Инновационная ОФ и сорбенты смешанного типа
- Сполимерный сорбент со сферическими частицами



Более 4 000 применений на www.mn-net.com/apps

Ordering information

Фаза	Описание	Объем	Вес адсорбента	Размер частиц	Упаковка	Кат. номер
Новинка · N-винилпирролидон-дивинилбенз Å						
CHROMABOND® HLB	Гирофильно-липофильно сбалансированная	3 mL	200 mg	60 µm	30	730924
CHROMABOND® HLB	Гирофильно-липофильно сбалансированная	6 mL	200 mg	60 µm	30	730926
Популярные · Полистир -дивинилбенз Å						
CHROMABOND® HR-X	Гидрофобная	3 mL	200 mg	85 µm	30	730931
CHROMABOND® HR-X	Гидрофобная	6 mL	200 mg	85 µm	30	730938
CHROMABOND® HR-XC	Сильный смешанный катионит	3 mL	200 mg	85 µm	30	730952
CHROMABOND® HR-XC	Сильный смешанный катионит	6 mL	150 mg	85 µm	30	730957
CHROMABOND® HR-XA	Сильный смешанный катионит	3 mL	200 mg	85 µm	30	730951
CHROMABOND® HR-XA	Сильный смешанный катионит	6 mL	150 mg	85 µm	30	730958
CHROMABOND® HR-XCW	Слабый смешанный катионит	3 mL	200 mg	85 µm	30	730739
CHROMABOND® HR-XCW	Слабый смешанный катионит	6 mL	150 mg	85 µm	30	730737
CHROMABOND® HR-XAW	Слабый смешанный катионит	3 mL	200 mg	85 µm	30	730748
CHROMABOND® HR-XAW	Слабый смешанный катионит	6 mL	150 mg	85 µm	30	730749
Классика · Силикагелевые Å						
CHROMABOND® SiOH	Стандартный силикагель, полярный	3 mL	500 mg	45 µm	50	730073
CHROMABOND® SiOH	Стандартный силикагель, полярный	6 mL	1000 mg	45 µm	30	730075
CHROMABOND® C ₁₈ ec	Эндкапированный C ₁₈ силикагель, неполярный	3 mL	200 mg	45 µm	50	730012
CHROMABOND® C ₁₈ ec	Эндкапированный C ₁₈ силикагель, неполярный	6 mL	500 mg	45 µm	30	730014

Продукты других характеристик или типов (CHROMABOND® LV, CHROMAFIX®, CHROMABOND® MULTI 96) доступны на www.mn-net.com

Большие скидки!
%

Вакуумный коллектор (манифолд)	Кат. номер
Вакуумный манифолд CHROMABOND® на 12 мест: стеклянный корпус с крышкой, съемные иглы из нержавеющей стали, датчик вакуума, клапаны и крышки	730150



123100, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 12 стр. 3.
Тел.: (495) 984-42-44 многоканальный
e-mail: galachem@galachem.ru
www.galachem.ru

www.mn-net.com

MACHERY-NAGEL

