

MACHEREY-NAGEL

Шприцевые фильтры CHROMAFIL® Xtra

Высокое качество
и лучшие цены!



Быстрая и качественная фильтрация

- Полиэфирные (PET)
- Политетрафторэтиленовые (PTFE)
- Полиэфирсульфоновые (PES)
- Полиамидные / Нейлонные



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Шприцевые фильтры CHROMAFIL® Xtra

Шприцевые фильтры CHROMAFIL® используются для фильтрации суспензий (1–100 мл) или газов. Фильтры CHROMAFIL® проводят очистку и удаляют частицы очень быстро: просто закрепите фильтр на шприце и можно начинать фильтрацию.

Шприцевые фильтры уменьшают содержание механических примесей в анализируемом образце, что увеличивает срок службы хроматографических колонок и приборов. Фильтры могут быть использованы для пробоподготовки в ВЭЖХ, ГХ, ИК-спектроскопии, ЯМР и других методах анализа.



Продукт	Размер пор мембраны	Диаметр мембраны	Упаковка, шт	Кат.номер (REF)
Полиэфир (PET), для полярных и неполярных жидкостей				
CHROMAFIL® Xtra PET-20/13	0.20 µm	13 mm	100	729222
CHROMAFIL® Xtra PET-20/25	0.20 µm	25 mm	100	729221
CHROMAFIL® Xtra PET-45/13	0.45 µm	13 mm	100	729223
CHROMAFIL® Xtra PET-45/25	0.45 µm	25 mm	100	729220
Политетрафторэтилен (PTFE), для неполярных жидкостей и газов				
CHROMAFIL® Xtra PTFE-20/13	0.20 µm	13 mm	100	729208
CHROMAFIL® Xtra PTFE-20/25	0.20 µm	25 mm	100	729207
CHROMAFIL® Xtra PTFE-45/13	0.45 µm	13 mm	100	729209
CHROMAFIL® Xtra PTFE-45/25	0.45 µm	25 mm	100	729205
Полиэфирсульфон (PES), для водных и водно-органических жидкостей				
CHROMAFIL® Xtra PES-20/25	0.20 µm	25 mm	100	729240
CHROMAFIL® Xtra PES-45/25	0.45 µm	25 mm	100	729241
Полиамид / нейлон (PA), для водно-органических и средне-полярных жидкостей				
CHROMAFIL® Xtra PA-20/13	0.20 µm	13 mm	100	729248
CHROMAFIL® Xtra PA-20/25	0.20 µm	25 mm	100	729212
CHROMAFIL® Xtra PA-45/13	0.45 µm	13 mm	100	729249
CHROMAFIL® Xtra PA-45/25	0.45 µm	25 mm	100	729213
Специальные фильтры для ионной хроматографии (IC), для водных растворов				
CHROMAFIL® Xtra IC-45/25	0.45 µm	25 mm	100	729258



123100, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 12 стр. 3.
 Тел.: (495) 984-42-44 многоканальный
 e-mail: galachem@galachem.ru
 www.galachem.ru

www.mn-net.com

MACHERY-NAGEL

