

MACHEREY-NAGEL

ВЭЖХ колонки NUCLEODUR®

Высокое качество
и лучшие цены!

Обзор колонок NUCLEODUR®

- NUCLEODUR® C₁₈ Gravity
- NUCLEODUR® C₁₈ Gravity-SB
- NUCLEODUR® π²



Хроматография



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

 ГАЛАХИМ
ГРУППА КОМПАНИЙ


 MN
Since 1911

ВЭЖХ колонки NUCLEODUR®

- Колонки ВЭЖХ с силикагелем высочайшей степени чистоты
- Доступны частицы различных размеров: 1,8, 3, 5 мкм и более
- Различные модификации и размеры колонок/частиц по запросу

NUCLEODUR® C₁₈ Gravity


- Подходят для ЖХ - МС и ВЭЖХ (рН 1–11)
- Сорбент деактивирован относительно оснований
- Идеальны для разработки методик



Длина колонки	100 mm	150 mm	250 mm	Предколонка
NUCLEODUR® C ₁₈ Gravity, 5 µm	REF	REF	REF	REF
2 мм внутренний диаметр	760104.20	760103.20	760101.20	761903.20
3 мм внутренний диаметр	760104.30	760103.30	760101.30	761903.30
4 мм внутренний диаметр	760104.40	760103.40	760101.40	761903.30
4.6 мм внутренний диаметр	760104.46	760103.46	760101.46	761903.30

NUCLEODUR® C₁₈ Gravity-SB


- Гидрофобная C₁₈ фаза с различной полярной селективностью для малоудерживаемых в-в
- Отличное разрешение при работе в элюентах с большим содержанием воды
- Применимы для ЖХ - МС благодаря низким шумам и минимальному фону



Длина колонки	100 mm	150 mm	250 mm	Предколонка
NUCLEODUR® C ₁₈ Gravity-SB, 5 µm	REF	REF	REF	REF
2 мм внутренний диаметр	760616.20	760618.20	760619.20	761992.20
3 мм внутренний диаметр	760616.30	760618.30	760619.30	761992.30
4 мм внутренний диаметр	760616.40	760618.40	760619.40	761992.30
4.6 мм внутренний диаметр	760616.46	760618.46	760619.46	761992.30

NUCLEODUR® π²

- 2 механизма удерживания: π-π и гидрофобные взаимодействия
- Лучшее удерживание ароматических и ненасыщенных соединений
- Прекрасное разрешение в 100 % водной подвижной фазе



Длина колонки	100 mm	150 mm	250 mm	Предколонка
NUCLEODUR® π ² , 5 µm	REF	REF	REF	REF
2 мм внутренний диаметр	760622.20	760624.20	760625.20	761810.20
3 мм внутренний диаметр	760622.30	760624.30	760625.30	761810.30
4 мм внутренний диаметр	760622.40	760624.40	760625.40	761810.30
4.6 мм внутренний диаметр	760622.46	760624.46	760625.46	761810.30

Общая информация

Элюент в колонках: ацетонитрил – вода
Упаковка: колонка 1 шт; предколонки 3 шт




Система защита колонок
К предколонкам необходим
заказать защитный
держатель REF 718966.



123100, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 12 стр. 3.
Тел.: (495) 984-42-44 многоканальный
e-mail: galachem@galachem.ru
www.galachem.ru

www.mn-net.com

MACHERY-NAGEL



Большие
скидки!
%