

РАСПРОДАЖА ВЕСОВ VIBRA

Успейте купить по выгодной цене

При заказе ссылка на спецпредложение обязательна. Первичная метрологическая поверка включена в стоимость. Количество товара по акции ограничено, наличие уточняйте у менеджера

Лабораторные весы

Серия SJ

[Заказать](#)

- 35% !!!



Датчик Tuning-Fork



Гарантия 7 лет



Вход в рабочий режим за 1 мин



Устойчивость к перегрузу до 15 раз



Взвешивание ферромагнетиков



Самые устойчивые к вибрации

Лабораторные весы VIBRA серии SJ – простая и портативная модель Высокого (II) класса точности. Компактный размер и возможность автономного питания делают серию SJ идеально подходящей для бюджетных технологических решений и мобильных лабораторий. Пластиковый защитный чехол на корпус весов в комплекте.

Функции: Счетный режим / Процентный режим / Режим компаратора / Суммирование

Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена	Специальная цена
SJ-420CE	420 г	0.01 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 200 г F2	52.000 руб	44.200 руб
SJ-620CE	620 г	0.01 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F2	54.400 руб	46.150 руб
SJ-1200CE	1 200 г	0.1 г	170 x 142 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F2	49.800 руб	42.300 руб
SJ-4200CE	4 200 г	0.1 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F2	54.400 руб	46.150 руб
SJ-6200CE	6 200 г	0.1 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F2	54.400 руб	47.350 руб
SJ-12KCE	12 кг	1 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F2	54.400 руб	46.150 руб



Лабораторно-ювелирные весы

Серия СТ

[Заказать](#)



- 35% !!!



Датчик Tuning-Fork



Гарантия 7 лет



Вход в рабочий режим за 1 мин



Устойчивость к перегрузу до 15 раз



Взвешивание ферромагнетиков



Самые устойчивые к вибрации

Взвешивание драгоценных камней и металлов – легко и профессионально. Производить измерения можно как в каратах, так и в граммах. Весы выполнены в компактном корпусе с двумя вариантами ветрозащиты, легко транспортируются и не занимают много места на рабочем столе. Лаконичный интерфейс и контрастный дисплей делают работу с весами легкой и приятной. Счетный режим будет полезен в работе ювелира


Функции: Счетный режим / Взвешивание в каратах

Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена	Специальная цена
СТ-1602CE	1 600 ct 320 г	0.01 ct 0.002 г	Ø 80 мм	Высокий (II)	Внешняя 100 г E2	79.200 руб	67.250 руб
СТ-1602GCE	1 600 ct 320 г	0.01 ct 0.002 г	Ø 80 мм	Высокий (II)	Внешняя 100 г E2	87.100 руб	74.000 руб

Лабораторные весы

Серия LN

[Заказать](#)



- 35% !!!



Датчик Tuning-Fork



Гарантия 7 лет



Вход в рабочий режим за 1 мин



Устойчивость к перегрузу до 15 раз



Взвешивание ферромагнетиков



Самые устойчивые к вибрации

Совершенные весы – выбор профессионала. Полное решение любых задач взвешивания, автоматический расчет различных статистических данных результатов измерений делают весы ViBRA серии LN идеальным выбором для производственных участков, участков контроля качества, химических и ювелирных производств

Функции: Счетный режим / Процентное взвешивание / Суммирование / Дозирование / Режим сравнения / Статистическая функция / Режим измерения плотности / Взвешивание под весами

Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена	Специальная цена
LN-323RCE	320 г	0.001 г	120 x 140 мм	Высокий (II)	Внутренняя	113.000 руб	96.000 руб
LN-423CE	420 г	0.001 г	120 x 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 200 г F1	102.500 руб	87.050 руб
LN-423RCE	420 г	0.001 г	120 x 140 мм	Высокий (II)	Внутренняя	122.400 руб	103.850 руб
LN-2202CE	2 200 г	0.01 г	200 x 200 мм	Высокий (II)	Внешняя 1 кг F1	87.200 руб	73.950 руб

Измеритель влажности

Kett FD-800

[Заказать](#)



- 50% !!!

Анализатор влажности KETT FD-800 – это современный инфракрасный анализатор влажности, который позволяет с высокой точностью (до 0,01%) определять процент содержания влаги в различных материалах

Влагомер Kett применяется для определения содержания влаги в объектах, доли органических и неорганических компонентов в веществах, а также при исследовании температуры деградации полимеров

Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена	Специальная цена
FD-800	120 г	0.001 г	Ø 130 мм	-	Внешняя	590.400 руб	385.400 руб

Весы-компаратор

Серии MCII

[Заказать](#)



- 50% !!!



Различные области применения: поверка и калибровка гирь, контроль массы деталей, требующих высокой точности изготовления, взвешивание дорогостоящих материалов. Корпус из алюминиевого сплава, яркий флуоресцентный дисплей, прозрачный пылезащитный чехол.

Платформа из высококачественной нержавеющей стали с разметкой для удобства установки гирь.


ISO/GLP/GMP-совместимый интерфейс для передачи данных на принтер или персональный компьютер, часы, встроенные прикладные программы.

Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена	Специальная цена
MCII-11K	11 кг	0.02 г	160 x 180 мм	-	Внешняя	216.000 руб	141.000 руб

Измеритель ВГХ

Серии TM

[Заказать](#)



- 50% !!!

Модуль для статического измерения массы и объемных характеристик среднегабаритных предметов. Точное и быстрое получение данных в течение 2 секунд. Компактный модуль для измерения объектов правильной формы с участием оператора. Сделано в Японии.

Функции:

- Возможность одновременного подключения к ПК и сканеру штрих-кода за счет наличия двух интерфейсов
- 3 способа получения информации: с помощью стабилизации веса, по нажатию кнопки, с помощью сканера штрих-кода
- 3 диапазона измерений (возможность выбора дискретности измерения)
- Вывод данных через двунаправленный интерфейс RS232C

Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена	Специальная цена
TM-561E	50 кг	10 / 50 г	670 x 670 мм	-	Внешняя	500.000 руб	325.000руб